

# Disposable Uterus Biopsy Forceps

## 一次性使用子宫颈活体取样钳

苏械注准20232181254



致力于为临床医生提供优质高效可靠的整体医疗解决方案






#### 适用范围：

供临床妇科宫颈活检取样用。

#### 产品特点：

1. 采用医用不锈钢制成，采用刚性推杆结构，激光焊接连接，连接安全可靠；
2. 一次性使用：杜绝交叉感染；
3. 操作灵活简单：取样组织小且速度快，出血量少，减少病人疼痛；
4. 钳头鹰嘴式设计：独特的鹰嘴式设计，刃口锋利，能快速取样，多种钳头尺寸，满足临床各种需求；
5. 锁止把手：锁止功能，可灵活开关钳头，安全性能高；
6. 钳头采用组织取样提示音设计，便于医生操作，提高了采样的有效性。



产品型号	长度 mm	宽度 mm	角度
<b>鹰嘴型</b>			
HQ-BY1	210	3.5	45°
HQ-BY2	250	3.5	45°
HQ-BY3	300	3.5	45°

## 江苏钱璟医疗器械有限公司

联系电话：0519-86226176

微信：18915052587

邮箱：sales@qjmed.com

官网：www.qianjyl.com

地址：江苏省常州市武进区国家高新技术产业开发区凤鸣路 6 号



扫一扫，关注视频号