

Access And Evaluate The Uterine
Cavity And Fallopian Tubes.


一次性使用子宫输卵管造影导管

苏械注准20232181432



致力于为临床医生提供优质高效可靠的整体医疗解决方案






适用范围:

供医疗单位对患者进行子宫和输卵管造影检查及注液疏通时一次性使用。

产品特点及优势:

- 1.操作简单，诊断准确率高；
- 2.双腔管道，带导丝方便操作，更容易到达准确位置；
- 3.采用球囊设计，通过注液使球囊膨胀封堵住子宫颈，防止造影剂子宫腔外泄，从而精准、高效的了解子宫腔和输卵管内情况；
- 4.采用医用硅胶材料，安全可靠。



产品型号	球囊容量 mL	导管直径 Fr	导管长度 cm
ZYK5.0D-T	1	5	30
ZYK7.0D-T	1.5	7	30
ZYK9.0D-T	1.5	9	30

江苏钱璟医疗器械有限公司

联系电话：0519-86226176
微信：18915052587
邮箱：sales@qjmed.com
官网：www.qianjyl.com
地址：江苏省常州市武进区国家高新技术产业开发区凤鸣路 6 号

